

# ACRYFOLD®

## Lente Intraocular Plegable de HEMA

HEMA Foldable Intraocular Lens



Modelos / Models > CENTRYFOLD 601  
CENTRYFOLD BBY  
MULTIDIFF MFD605  
MULTIDIFF MFDY605

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PRODUCT FEATURES

- Lente plegable esférica de cámara posterior  
*Spheric foldable posterior chamber intraocular lens*
- Bordes rectos  
*Straight edge*
- Realizadas en acrílico hidrofílico  
*Made of hydrophilic acrylic*

### CONSTANES BIOMÉTRICAS

MÉTODO BIOMÉTRICO	CONSTANTE NOMINAL	FÓRMULA				
		Mejor estimación de la constante A: 118,0 (acd 4,96)				
		SRK/T	SRK II	HOLLADAY I Y II	HOPFFER Q	BARRETT UNIVERSAL II
ÓPTICO LENSTAR IOL MASTER	118,4	118,4	118,6	1,45	5,14	1,57
ULTRASÓNICO POR CONTACTO E INMERSIÓN	118,0	118,0	118,2	1,22	4,97	1,36
ÍNDICE DE REFRACCIÓN		n 20/20=1,460				

### CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DISPONIBLES

Modelo	Tipo de lente	Material	Óptica	Hápticas	Constante	Filtro para luz azul
CENTRYFOLD 601	Monofocal	HEMA con filtro UV	Esférica	Doble en "Z"	118	NO
CENTRYFOLD BBY						SI
MULTIDIFF MFD605	Multifocal Adición +3,0		Asférica	En plato		NO
MULTIDIFF MFDY605						SI

### RANGO DE AUMENTO

- -10.0 D a +10.0 D with increments of 1.0 D
- +10.0 D a 30.0 D with increments of 0.5 D
- +30.0 D a +38.0 D with increments of 1.0 D

Todos los modelos incluyen un Sistema de Plegado e Inyección, compuesto por un inyector y un cartucho de 2.2 ó 2.8 mm.

+5411 43 02 71 11  
info@implantec.com.ar

www.implantec.com.ar

